

# ENGLISH

## DESCRIPTION OF SYMBOLS

**MD** Medical Device

## USES

Support for weak and/or injured knees.

## FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove shoes if necessary.
2. Hold the support so the wider side is at the top and knee opening at the front.
3. Pull the support over your knee and position it so the kneecap fits into the opening.

## WASHING INSTRUCTIONS

This product may be cleaned using mild detergent and cold water. Do not bleach. Do not wash in washing machine or place in dryer. Lay brace flat on a towel to air dry. Do not squeeze.

## GENERAL SAFETY INFORMATION

**WARNING:** In cases of functional change or functional loss, the patient should stop using the device and contact a healthcare professional.

**WARNING:** If the device shows signs of damage or wear hindering its normal functions, the patient should stop using the device and contact a healthcare professional.

## REPORT A SERIOUS INCIDENT

**Important notice to users and/or patients established in Europe:**

The user and/or patient must report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.

## LIABILITY TEXT

Össur does not assume liability for the following:

- Device not maintained as instructed by the instructions for use.
- Device assembled with components from other manufacturers.
- Device used outside of recommended use condition, application, or environment.

# ESPAÑOL

## DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS

**MD** Producto sanitario

## USOS

Soporte para rodillas débiles o heridas.

# COLOCACIÓN

1. Remueva sus zapatos si es necesario.
2. Sujete el soporte para que el lado más ancho este arriba y la apertura de la rodilla al frente.
3. Jale el soporte sobre su rodilla y póngalo en posición para que su rotula calce en la apertura.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Este producto puede ser lavado con detergente suave y agua fría. No use lejía. No lave en lavadora o seque en secadora. Estire la férula sobre una toalla para que se seque. No la arrugue.

## INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** En casos de cambio funcional o pérdida funcional, el paciente debe dejar de usar el dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario.

**ADVERTENCIA:** Si el dispositivo muestra signos de daño o desgaste que dificultan sus funciones normales, el paciente debe dejar de usar el dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario.

## INFORMAR DE UN INCIDENTE GRAVE

**Aviso importante a los usuarios y pacientes establecidos en Europa:**

El usuario y/o paciente debe informar de cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo al fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que el usuario y/o paciente esté establecido.

## ELIMINACIÓN

El dispositivo y el envase deben eliminarse de acuerdo con las normas medioambientales locales o nacionales correspondientes.

## TEXTO DE RESPONSABILIDAD

Össur no asumirá responsabilidad alguna ante las siguientes circunstancias:

- El dispositivo no se mantiene según lo indicado en las instrucciones de uso.
- Al dispositivo se le aplican componentes de otros fabricantes.
- El dispositivo se utiliza de forma distinta a las condiciones de uso, aplicación o entorno recomendados.

## 中文

## 符号描述

**MD** 医疗器械

## 预期用途

用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑

## 产品应用

膝关节不稳支撑和 / 或受伤的膝关节保护。