

Instruction for use



IMM1032_IFU.Version6.2019-01-24



SlingOn

immedia
a part of Etac

Index

Illustrations.....	3
User manual – English	4
Bruksanvisning – Svenska.....	9
Bruksanvisning – Norsk	14
Brugervejledning – Dansk.....	19
Käyttöohjeet – Suomi.....	24
Gebrauchsanweisung – Deutsch ...	29
Gebruiksaanwijzing – Nederlands ...	34
Instruction d'utilisation – Français ...	39
Istruzioni per l'uso – Italiano	44
Instrucciones de uso – Español ...	49


See www.etac.com



Illustrations




1



2



3



4

General

Thank you for choosing an Etac product.

To avoid accidents and injury when moving and handling the products, please read this manual carefully.

The person described as “the user” in this “Instruction for Use” is the person who is lying or sitting on the product. The carers are the people who manoeuvre the product.



This symbol appears alongside the text in the manual. It draws the reader's attention to points at which there may be a risk to the health and safety of the user or carer.

These products comply with the standards applicable for Class 1 products in the European Council Directive MDD 93/42/EEC on medical devices.

At Etac we strive to continually improve our products and therefore we reserve the right to make changes to products without prior warning. All measurements given on illustrations

and similar material are for guidance only and Etac cannot be held liable for errors and defects.

The information given in this manual, including recommendations, combinations and sizing, does not apply to special orders and modifications. If the customer makes adjustments, repairs or uses combinations not predetermined by Etac, the Etac CE certification and Etac warranty will not be valid. If in doubt, please contact Etac.

Warranty: Two-year warranty on material and manufacturing defects, provided that the product is used correctly.

For further information on the Etac transfer range, see www.etac.com.

The product can be scrapped in accordance with national regulations.

Symbols in general



Washing



pH level



Read the user manual



User mass limit = maximum rated load



Do not bleach



Wipe off



Warning



The product can be scrapped according to national regulations



Tumbledry



Never leave on the floor



Production year, month and day
YYY-MM-DD



Manufacturer
Class 1 - European Council Directive MDD 93/42/EEC on medical devices



Iron



Risk of sliding down



Batch no./Lot no.



Do not dryclean



Keep out of the sun

Intended use

SlingOn can be used to position a sheet under difficult conditions. Ideal for use with bariatric patients.

SlingOn comprises two pieces of ultra-thin, smooth nylon material, which is smooth on both sides. The material ensures

minimal friction between the user and the underlying surface. The device improves the carer's working conditions while reducing the risk of shearing and friction for the user.

Intended environment

Acute care, Long-term care, Home care

Practical handling

Positioning

Position SlingOn. The press studs in all four corners must be fastened. Fold SlingOn at least as many times as there is a crossed stitching at each functional handle. Alternatively, roll SlingOn until there is no excess material.

Position SlingOn under the user either from the head or foot end.

Position SlingOn so that the open end faces away from the user and the folded part is under the head, pillow and shoulders.

Grasp the corner through both layers – the carer's palm is facing the user with SlingOn inside the carer's hand. The carer can now "roll" SlingOn out under the user (Illustrations 1 and 2). It will often be an advantage if there are more than two carers, e.g. one carer to hold SlingOn at the top while the other carers press down on the mattress. Fold out one wing at a time.

Alternative method:

For some users, it will be advisable to position SlingOn under the small of the user's back.

To position SlingOn under the small of the user's back, the SlingOn must be "zigzag-folded". The zigzag-folded SlingOn

is folded again (by about one third) and then pushed under the small of the user's back. The carer on the opposite side can easily grasp and unfold SlingOn. Then SlingOn can be folded out (either upwards or downwards).

Use

After positioning the SlingOn, the user can be mobilised or the sheet can be pulled down between the two layers. Release the press studs. The sheet is then placed between the two layers. The carers gently pull the sheet into position (Illustration 3). Ideally, the leg straps are pushed under the user between the two nylon layers.

To remove the top side of SlingOn: A carer grasps the opposite corner and slowly pulls the top side out (Illustration 4). The user can now be lifted in the sheet.

In a chair:

Fold SlingOn as above, then push SlingOn down behind the user's back (same technique as described above). Release the press studs and pull the sheet down between the two nylon layers until it is in the correct position. Remove the nylon layer between the user and the sheet. The user can now be lifted.

Notice

Special features

Always check the product before use and after washing.

Never use a defective product. If the product shows signs of wear-and-tear, it must be scrapped.

Read these instructions carefully.

It is important that carers receive instruction in manual handling. Etac offers advice and training for carers. For further information, contact Etac.

Always use the correct manual handling techniques.

Encourage the user to assist where possible.

To ensure that the user feels safe and that every manual handling is smooth, always plan the manual handling in advance.



There is a risk that the user may slide off. Never leave the user alone on the edge of the bed.



Never leave the product on the floor.



Always conduct a risk assessment, and ensure that the assistive product can be used for the individual user and, in combination with other devices, that it is safe for the user and carers.



Always remove SlingOn after use.



Do not use SlingOn as a sling. Use for positioning and repositioning slings.



NB! When mobilising bariatric users, please note that factors such as functional capacity, illness and body size may be crucial to the choice of method used to mobilise the user.

The instructions must therefore be considered as guidelines.

Make sure you know exactly how much weight you are trying to move. Call for extra staff if necessary!

If in any doubt - please contact Etac.

Material and cleaning

Material:

Nylon, polyester, press studs.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used, and especially after washing.

Check that there is no damage to seams or fabric.



Never try to repair a product yourself.
Never use a defective product.

Washing instructions:

Do not use fabric softener – as this will reduce the glide effect. This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5 and 9, or a 70% disinfection solution.



Products and accessories

Article no.	Product Description	Size (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

ILL.

GB

SV

NO

DA

FI

DE

NL

FR

IT

ES

Service information

Inspection

Thank you for choosing an Etac product. If the customer makes adjustments, repairs or uses combinations not predetermined by Etac, the Etac CE certification and Etac warranty will not be valid.

Warranty: Two-year warranty on material and manufacturing defects, provided that the product is used correctly. Before taking a product into service always conduct a risk assessment according to national and/or local legislation.

First inspection:

- Is the packaging intact?
- Read the label on the packaging and check the article no. and product description.
- Check that Short Instruction is enclosed – updated User Manual/Instruction for use can be downloaded from www.etac.com or contact Etac Customer Service or your local distributor.

- Check the label on the product - does it include article no., product description, lot/batch no., cleaning instructions and supplier name?

Periodic Inspection:

- Make sure that your Manual transfer system is always in perfect condition.
- After wash – always check materials, stitching, handles, buckles.
- If the product shows signs of wear and tear, it must be removed from service immediately.




Visual inspection/Check the product:

Ensure that the materials, seams, stitching, handles, buckles are intact/faultless.



Stability test:

Try to bend the product and verify that it feels firm, stable and solid.



Mechanical load or stress/Test handles:

Pull hard on the handles in opposite directions and check the material, seams and stitching.

Test buckles:

Lock the buckle and pull in opposite directions, check the buckle and the stitching.



Test low/high friction:

Place the product on a firm surface or a bed, place your hands on the material and test the friction by pushing your hands down into the product.

Low friction – slides effortlessly

High friction – no sliding/movement

Check

Manual transfer aids with handles, straps and buckles:



Manual transfer aids for sitting and lying transfer:



Manual transfer aids with high or low friction:



The product can be scrapped in accordance with national regulations



Read the User Manual

If in doubt, please contact Etac Customer Service or local distributor for more information and guidance.

For more information about training and the use of these products, contact the Etac transfer experts – www.etac.com.

Allmänt

Tack för att du har valt en produkt från Etac.

För att undvika olyckor och personskador vid hantering och användning av produkten bör du läsa igenom bruksanvisningen noga.

Den person som beskrivs som "brukaren" i dessa instruktioner är personen som ligger eller sitter på produkten. Hjälparna är de personer som manövrerar produkten.



Den här symbolen förekommer i manualen tillsammans med text. Den vill påkalla uppmärksamhet när brukarens eller hjälparens säkerhet kan äventyras.

Produkten uppfyller de standarder som gäller för klass 1-produkter i Europarådets direktiv MDD 93/42/EEG för medicinsk utrustning.

På Etac strävar vi efter att hela tiden förbättra våra produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att göra ändringar av produkterna utan att meddela detta i förväg. Alla mått som anges på bilder

och i liknande material är endast vägledande. Etac kan inte hållas ansvariga för felaktigheter och brister.

Informationen i dessa instruktioner, inklusive rekommendationer, kombinationer och storlekar, gäller inte för specialbeställningar och modifieringar. Om kunden gör några ändringar, reparationer eller kombinationer som inte har godkänts av Etac, upphör Etacs CE-certifiering och garanti att gälla. Kontakta Etac om du har några frågor.

Garanti: Två års garanti för material- och tillverkningsfel, under förutsättning att produkten används på rätt sätt.

Mer information om Etacs sortiment av förflyttningsprodukter finns på www.etac.com.

Produkten kan avfallshanteras i enlighet med nationella bestämmelser.

Allmänna symboler



Tvätt



pH-nivå



Läs bruksanvisningen



Största massa för brukare = maximal belastning



Ingen blekning



Avtorkning



Varning



Produkten kan avfallshanteras i enlighet med nationella bestämmelser



Torktumling



Lämna aldrig på golvet



Tillverkningsdatum: år, månad och dag



Tillverkare



Strykning



Nedglidningsrisk



Batchnr/partinr



Klass 1 – Europarådets direktiv MDD 93/42/EEG för medicinsk utrustning



Ingen kemtvätt



Skydda från solljus

Avsedd användning

SlingOn kan användas för att placera ut ett lakan under svåra förhållanden. Idealisk för användning med bariatrisk patienter. SlingOn består av två delar i ultratunn nylon som är mjuk på båda sidor. Materialet ger minimal friktion mellan brukaren och den

underliggande ytan. Hjälpmidlet förbättrar arbetsförhållandena för hjälparen samtidigt som risken för skav och friktion minskar för brukaren.

Avsedd miljö

Akutvård, långvarig vård och vård i hemmet.

Praktiskt handhavande

Placering

Placera SlingOn. Tryckknapparna i alla fyra hörnen måste fästas. Vik SlingOn minst lika många gånger som det finns korsstyggn vid funktionshandtagen. Alternativt kan du rulla ihop SlingOn tills det inte finns något material som sticker ut.

Placera SlingOn under brukaren från antingen huvudänden eller fotänden.

Placera SlingOn så att den öppna änden är riktad bort från brukaren och den vikta delen ligger under huvudet, kudden och axlarna.

Ta tag i hörnet genom båda lagren – hjälparens handflata är vänd mot brukaren med SlingOn i hjälparens hand. Hjälparen kan nu "rulla" ut SlingOn under brukaren (bild 1 och 2). Det är ofta en fördel om det finns fler än två hjälpare, till exempel en hjälpare som håller SlingOn längst upp medan övriga hjälpare trycker ned madrassen. Vik ut en vinge i taget.

Alternativ metod:

För en del brukare är det lämpligt att placera SlingOn under ryggslutet.

För att kunna placera SlingOn under brukarens ryggslut måste SlingOn vara "vikt i sicksack". Den sicksackvikta SlingOn

viks igen (med ungefär en tredjedel) och förs sedan in under brukarens ryggslut. Hjälparen på den motsatta sidan kan enkelt ta tag i och vika ut SlingOn. Därefter kan SlingOn vikas ut igen (antingen uppåt eller nedåt).

Användning

När SlingOn placerats ut kan brukaren flyttas eller lakanet dras ned mellan de båda lagren. Lossa tryckknapparna. Placera därefter lakanet mellan de båda lagren. Hjälparen drar försiktigt ned lakanet på plats (bild 3). Helst ska benremmarna föras in under brukaren mellan de båda nylonlagren.

Ta bort övre delen av SlingOn: En hjälpare tar tag i det motsatta hörnet och drar långsamt ut den övre delen (bild 4). Nu kan brukaren lyftas i lakanet.

I en stol:

Vik SlingOn enligt ovan och tryck sedan ned SlingOn bakom brukarens rygg (samma teknik som beskrivs ovan). Lossa tryckknapparna och dra ned lakanet mellan de båda nylonlagren tills det är i rätt position. Ta bort nylonlagret mellan brukaren och lakanet. Nu kan brukaren lyftas.

Information

Särskilda egenskaper

Kontrollera alltid produkten före användning och efter rengöring.

Använd aldrig en defekt produkt. Om produkten är sliten måste den kasseras.

Läs dessa instruktioner noga.

Det är viktigt att hjälparna får instruktioner i manuell förflyttningsteknik. Etac erbjuder råd och utbildning för hjälpare. Kontakta Etac om du vill veta mer.

Använd alltid rätt förflyttningsteknik.

Uppmuntra brukaren att hjälpa till så mycket som möjligt.

Planera alltid förflyttningen i förväg så att brukaren känner sig trygg och förflyttningen går smidigt.



Det finns risk att brukaren kan glida av. Lämna aldrig brukaren ensam på sängkanten.



Lämna aldrig produkten på golvet.



Genomför alltid en riskbedömning, kontrollera att hjälpmedlet går att använda hos den enskilde brukaren och se till att det är säkert för brukaren och hjälparna att använda det tillsammans med andra hjälpmedel.



Ta alltid bort SlingOn efter användning.



Använd inte SlingOn som en lyftsele. Används för att placera och flytta lyftselar.



Obs! När bariatriska brukare ska förflyttas kan faktorer som funktionsförmåga, sjukdom och kroppsstorlek vara avgörande vid val av förflyttningsteknik. Därför ska instruktionerna betraktas som riktlinjer. Se till att du vet exakt vilken vikt du försöker flytta. Kalla vid behov på extra personal!

Kontakta Etac om du har några frågor.

Material och rengöring

Material:

Nylon, polyester, tryckknappar.

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den ska användas och särskilt efter tvätt.

Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.



**Försök aldrig att reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt.**

Tvättinstruktioner:

Använd inte sköljmedel eftersom det minskar glideffekten. Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70 % tvättsprit.



Produkter och tillbehör

Artikelnr	Produktbeskrivning	Storlek (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

Serviceinformation

Inspektion

Tack för att du har valt en produkt från Etac. Om kunden gör några ändringar, reparationer eller kombinationer som inte har godkänts av Etac, upphör Etacs CE-certifiering och garanti att gälla.

Garanti: Två års garanti för material- och tillverkningsfel, under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Innan du använder en produkt bör du alltid genomföra en riskbedömning i enlighet med nationell och/eller lokal lagstiftning.

Första inspektion:

- Är förpackningen oskadad?
- Läs etiketten på förpackningen och kontrollera artikelnummer och produktbeskrivning.
- Kontrollera att Kortinformationen har bifogats – en aktuell bruksanvisning kan laddas ned från www.etac.se eller beställas via Etacs kundtjänst eller din lokala återförsäljare.

- Kontrollera etiketten på produkten – innehåller den artikelnummer, produktbeskrivning, parti-/batchnummer, rengöringsinstruktioner och leverantörens namn?

Regelbundna inspektioner:

- Kontrollera att det manuella överflyttningssystemet alltid är i perfekt skick.
- Kontrollera alltid material, sömmar, handtag och spännen efter rengöring.
- Om produkten visar spår av förslitning måste den omedelbart tas ur bruk.




Visuell inspektion/kontrollera produkten:

Kontrollera att material, sömmar, stygn, handtag och spännen är hela/utan fel.



Stabilitetstest:

Försök att böja produkten för att kontrollera att den känns fast och stabil.



Mekanisk belastning/test av handtag:

Dra hårt i handtagen åt motsatt håll och kontrollera material, sömmar och stygn.

Test av spännen:

Stäng spännet och dra åt motsatt håll. Kontrollera spännet och stygnen.



Testa låg/hög friktion:

Placera produkten på en fast yta eller säng, lägg händerna på materialet och testa friktionen genom att trycka händerna ned mot produkten. Låg friktion – glider enkelt
Hög friktion – glider/rör sig inte

Kontrollera

Hjälpmiddel för manuell förflyttning med handtag, remmar och spännen:



Hjälpmiddel för manuell förflyttning, sittande och liggande:



Hjälpmiddel för manuell förflyttning med hög eller låg friktion:



Produkten kan avfallshanteras i enlighet med nationella bestämmelser



Läs bruksanvisningen

Kontakta Etacs kundtjänst eller din lokala återförsäljare om du har frågor eller vill ha mer information.

Om du vill ha mer information om utbildning och användning av produkterna kontaktar du Etacs förflyttningsexperten – www.etac.com.



Klass 1 – Europarådets direktiv MDD 93/42/EEG för medicinsk utrustning

Generelt

Takk for at du har valgt et produkt fra Etac.

Les bruksanvisningen grundig for å unngå uhell og skader under flytting og bruk av produktene.

Personen som betegnes som "brukeren" i denne bruksanvisningen er personen som ligger i, eller sitter på, produktet. Assistenten eller assistentene er personene som manøvrerer produktet.



Dette symbolet vises ved siden av teksten i bruksanvisningen. Den trekker leserens oppmerksomhet mot punkter hvor det kan være fare for brukerens eller assistentens helse eller sikkerhet.

Produktene overholder standardene for Klasse 1-produkter i EU-direktiv MDD 93/42/EEC Medisinsk utstyr.

Hos Etac arbeider vi kontinuerlig med å forbedre produktene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre produktene uten ytterligere forvarsel. Alle mål i illustrasjoner og liknende materiell

er kun veiledende. Etac er ikke ansvarlig for feil og defekter.

Innholdet i denne bruksanvisningen, inkludert anbefalinger, kombinasjoner og størrelser, gjelder ikke ved spesialbestillinger eller modifikasjoner. Hvis kunden foretar justeringer, reparasjoner eller kombinasjoner som ikke er avtalt med Etac på forhånd, vil Etacs CE-sertifisering og garanti være ugyldig. Kontakt Etac hvis du er i tvil.

Garanti: To års garanti mot material- og produksjonsfeil forutsatt at produktet brukes på riktig måte.

Se www.etac.no for mer informasjon om Etacs forflytningshjelpemidler.

Produktet kan kasseres i henhold til gjeldende regelverk.

Generelle symboler



Vasking



pH-nivå



Les bruksanvisningen



Maks brukervekt = maksimalt testet belastning



Må ikke blekes



Tørkes av med klut



Advarsel



Produktet kan kasseres i henhold til gjeldende regelverk.



Tørkes i tørketrommel



Etterlat ikke produktet på gulvet



Produksjonsår, måned og dag



Produsent



Strykes



Fare for nedglidning



Batchnummer / LOT-nummer.



Klasse 1 – EU-direktiv MDD 93/42/EEC Medisinsk utstyr



Må ikke renses



Må ikke utsettes for sollys

Bruksområde

SlingOn kan brukes til å plassere et laken under vanskelige forhold. Passer ideelt til bariatriske pasienter. SlingOn består av to deler ultratynt, glatt nylonstoff, som er glatt på begge sider. Materialet gir minimal friksjon mellom brukeren

og den underliggende overflaten. Enheten gir assistenten bedre arbeidsforhold samtidig som den reduserer risikoen for hudskader og friksjon for brukeren.

Bruksmiljø

Akuttmottak, sykehus, hjemmesykepleie

Praktisk bruk

Plassering

Plassere SlingOn. Trykk-knappene i alle fire hjørner må festes. Brett SlingOn minst like mange ganger som det er kryss-sting på håndtakene. Alternativt kan SlingOn rulles sammen til det ikke er mer overflødig materiale igjen.

Plasser SlingOn under brukeren enten fra hodeenden eller fra fotenden.

Plasser SlingOn slik at den åpne delen vender bort fra brukeren og den brette delen er plassert under hodet, puten og skuldrene.

Ta tak i hjørnene gjennom begge lag. Assistentens håndflate er vendt mot brukeren, og SlingOn ligger inne i assistentens hånd. Nå kan assistenten "rulle ut" SlingOn under brukeren (illustrasjon 1 og 2). Det er ofte en fordel å være flere assistenter, slik at en assistent kan holde SlingOn ved toppen mens den andre assistenten trykker madrassen ned. Brett ut én vinge om gangen.

Alternativ metode:

For enkelte brukere er det en fordel å bruke SlingOn under brukers korsrygg. SlingOn må brettes i "sikksakk" før den kan plasseres under brukers korsrygg. Sikksakk-brettet SlingOn brettes igjen

(med ca. en tredjedel) og skyves deretter inn under brukers korsrygg. Assistenten på motsatt side kan enkelt ta tak i SlingOn og brette den ut. Deretter kan SlingOn brettes ut (enten oppover eller nedover).

Bruk

Når SlingOn er plassert, kan brukeren mobiliseres eller lakenet kan trekkes ned mellom de to lagene. Løsne trykk-knappene. Deretter plasseres lakenet mellom de to lagene. Assistentene trekker lakenet forsiktig på plass (illustrasjon 3). Helst skal fotstroppene skyves under brukeren mellom de to nylonlagene.

Fjerne den øvre delen av SlingOn: En assistent tar tak i det motsatte hjørnet og trekker den øvre delen sakte ut (illustrasjon 4). Nå kan brukeren løftes i lakenet.

I en stol:

Brett SlingOn som beskrevet tidligere. Skyv deretter SlingOn ned bak brukers rygg (samme teknikk som beskrevet tidligere). Løsne trykk-knappene, og trekk lakenet ned mellom de to nylonlagene til det er på plass. Fjern nylonlaget mellom brukeren og lakenet. Nå kan brukeren løftes.

Merknad

Spesialfunksjoner

Produktet må alltid kontrolleres før bruk og etter rengjøring.

Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes. Hvis produktet virker slitt, må det kastes.

Les bruksanvisningen grundig.

Det er viktig at assistenter får opplæring i manuell forflytning. Etac tilbyr rådgivning og opplæring av assistenter. Kontakt Etac for ytterligere informasjon.

Korrekte teknikker for manuell forflytning må alltid brukes.

Brukeren kan oppfordres til å bidra når det er mulig.

Den manuelle forflytningen må alltid planlegges på forhånd for å sikre at brukeren er trygg og at all manuell forflytning foregår så smidig som mulig.



Brukeren kan gli av utstyret. Brukeren må aldri forlates på sengekanten.



Produktet må aldri forlates på gulvet.



Det må alltid foretas en risikovurdering, og det må kontrolleres at hjelpemiddelet kan brukes sammen med den individuelle brukeren og i kombinasjon med annet utstyr slik at både brukeren og assistenten er trygg.



SlingOn må alltid fjernes etter bruk.



SlingOn må ikke brukes som løftesele. Brukes til posisjonering og reposisjonering av løfteseler.



NB! Når bariatriske brukere skal flyttes, må faktorer som funksjonskapasitet, sykdom og kroppsstørrelse vurderes da de kan være avgjørende for hvilken metode assistentene skal bruke for å forflytte brukeren.

Derfor må instruksjonene anses som retningslinjer. Sørg for at du vet nøyaktig hvor mye vekt som skal forflyttes. Hent inn ekstra hjelp ved behov.

Kontakt Etac hvis du er i tvil.

Materiale og rengjøring

Materiale:

Nylon, polyester, trykknapper.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask.

Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.



Du må aldri forsøke å reparere produktet selv. Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.

Vaskeinstruks:

Ikke bruk tøymykner da det reduserer glideeffekten.

Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 og 9, eller desinfiseres med 70 % konsentrasjon.



Produkter og tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

ILL.

GB

SV

NO

DA

FI

DE

NL

FR

IT

ES

Serviceinformasjon

Inspeksjon

Takk for at du har valgt et produkt fra Etac. Hvis kunden foretar justeringer, reparasjoner eller kombinasjoner som ikke er avtalt med Etac på forhånd, vil Etacs CE-sertifisering og garanti være ugyldig.

Garanti: To års garanti mot material- og produksjonsfeil forutsatt at produktet brukes på riktig måte. Før produktet tas i bruk, må det alltid gjennomføres en risikovurdering i henhold til nasjonalt og/eller lokalt lovverk.

Første gangs inspeksjon:

- Er emballasjen hel?
- Les etiketten på emballasjen, og kontroller artikkelnummer og produktbeskrivelse.
- Kontroller at den kort brukerveiledning er vedlagt. Oppdatert bruksanvisning kan lastes ned fra www.etac.no. Du kan også kontakte Etacs kundeservice eller din forhandler.

- Kontroller etiketten på produktet. Inneholder den artikkelnummer, produktbeskrivelse, LOT-/batchnummer, vaskeanvisning og leverandørens navn?

Periodisk inspeksjon:

- Kontroller at det manuelle forflytningshjelpemiddelet alltid er i god stand.
- Materialer, sømmer, håndtak og spenner må alltid kontrolleres etter rengjøring.
- Hvis produktet har tegn på slitasje, må det umiddelbart tas ut av bruk.




Visuell inspeksjon / kontroller produktet:

Kontroller at materialene, sømmene, håndtakene og stroppene er hele og uten feil.



Stabilitetstest:

Forsøk å bøye produktet. Kontroller at det føles fast, stabilt og solid.



Mekanisk belastning eller stress /

Test av håndtak:

Trekk hardt i håndtakene i flere retninger, og kontroller materialet og sømmene.

Test av spenner:

Fest spennene, og trekk i flere retninger. Kontroller spennen og sømmene.



Test lav/høy friksjon:

Plasser produktet på fast underlag eller en seng, legg hendene på materialet og test friksjonen ved å presse hendene dine ned i produktet.

Lav friksjon – glir uten motstand


Høy friksjon – ingen glidning/bevegelse

Kontroller

Manuelle forflytningshjelpemidler med håndtak, stropper og spenner:



Manuelle forflytningshjelpemidler for sittende og liggende forflytning:



Manuelle forflytningshjelpemidler med høy eller lav friksjon:



Produktet kan kasseres i henhold til gjeldende regelverk.



Les bruksanvisningen

Hvis du er i tvil, kan du kontakte Etac kundeservice eller din lokale forhandler for mer informasjon og veiledning.

Kontakt Etacs forflytningsekspert, www.etac.no, for mer informasjon om opplæring og bruk av disse produktene.

Generelt

Tak, fordi du valgte et produkt fra Etac.

For at undgå ulykker og skader i forbindelse med håndtering og brug af produkterne, skal denne manual læses grundigt igennem.

Brugeren i denne manual er den person, der ligger eller sidder på produktet. Hjælperen er den person, der manøvrerer produktet.



Dette symbol forekommer i manualen sammen med teksten for at gøre opmærksom på tidspunkter, hvor der er risiko for brugerens eller hjælperens sikkerhed.

Produkterne opfylder kravene i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger for klasse 1-produkter.

Hos Etac bestræber vi os på kontinuerligt at forbedre vores produkter. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre produkterne uden forudgående meddelelse. Alle mål, der angives på

illustrationer eller andet materiale, er kun vejledende, og der tages forbehold for fejl og mangler.

Informationen i denne manual, inkl. anbefalinger, kombinationer og størrelser, gælder ikke for specialtilpasninger og modifikationer. Hvis kunden foretager ændringer, reparationer eller kombinationer, der ikke er godkendt af Etac, bortfalder Etacs CE-mærkning, og Etacs garanti ophører. Ved tvivl kontakt venligst Etac.

Garanti: To år på materiale- og produktionsfejl ved korrekt anvendelse af produktet.

For yderligere information om Etacs sortiment indenfor forflytning se www.etac.com.

Produktet bortskaffes i henhold til nationale regler.

Symboler



Vask



pH-værdi



Læs manual



Maks. brugervægt = maks. nominal belastning



Ingen blegning



Aftørring



Advarsel



Produktet bortskaffes i henhold til nationale regler



Tørretumbling



Efterlad aldrig på gulv



Produktionsår, -måned og -dag



Producent



Strygning



Nedglidningsrisiko



Batch-/lotnummer



Klasse 1 – Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger



Ingen rens



Beskyt mod sollys

Tilslaget anvendelse

SlingOn kan anvendes til placering af underlag i vanskelige situationer. Kan med fordel anvendes ved bariatriske brugere. SlingOn består af to stykker ultratyndt glat nylonmateriale, der er glat på begge sider. Derved mindskes friktionen mellem

brugeren og underlag. Hjælperens arbejdsmiljø forbedres, og risikoen for shear og friktion nedsættes hos brugeren.

Tilslaget miljø

Hospitaler, institutioner og hjemme.

Praktisk håndtering

Placering

SlingOn placeres. Trykknapperne i de fire hjørner trykkes sammen. SlingOn foldes min. for hver krydssyning ved funktionshåndtagene eller rulles sammen, indtil der ikke er mere materiale tilbage.

SlingOn placeres under brugeren enten fra hoved- eller fodende. SlingOn placeres således, at den åbne del vender væk fra brugeren og den foldede del ind under hoved, pude og skuldre. Tag fat i hjørnet på begge lag – hjælperens håndflade vender

op mod brugeren, og SlingOn ligger nu i hjælperens hånd. Hjælperen kan nu "rulle" SlingOn ud under brugeren (Illustration 1 og 2). Man kan med fordel være flere end to hjælpere, f.eks. en til at holde i den øvre del og ekstra hjælpere til at presse håndfladen ned i madrassen. Et fag ad gangen foldes ud.

Alternativt

Hos enkelte brugere kan det være en fordel at placere SlingOn under lænden.

Placeres SlingOn under lænden, foldes SlingOn sammen som en "harmonika". Herefter foldes den sammenfoldede SlingOn igen

ca 1/3 og skubbes ind under lænden på brugeren. Hjælperen på modsatte side kan nu nemt tage fat i SlingOn og folde den ud (enten opad eller nedad).

Anvendelse

Efter placering kan man nu mobilisere brugeren eller trække underlaget ned imellem de to lag. Trykknapperne åbnes. Underlaget placeres mellem de to lag, og hjælperne trækker nu langsomt underlaget på plads (Illustration 3). Benstropperne kan med fordel skubbes ind under brugeren mellem de to nylonlag.

Herefter fjernes den øverste del af SlingOn, ved at hjælperen tager fat i modsatte hjørne og langsomt trækker den øverste del ud (Illustration 4). Brugeren kan nu løftes i underlaget.

I stol:

SlingOn foldes på samme måde, men skubbes nu ned bag brugerens ryg, samme teknik anvendes. Trykknapperne åbnes, og underlaget tækkes ned mellem de to nylonlag, indtil underlaget sidder korrekt. Nylonlaget mellem bruger og underlag fjernes. Herefter kan brugeren løftes.

Information

Vær opmærksom på

Kontrollér altid produktet før brug og efter vask.

Anvend aldrig et defekt produkt. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.

Læs instruktionen grundigt.

Det er vigtigt at hjælpere og plejepersonale modtager instruktion omkring håndtering af forflytninger. Etac tilbyder hjælp og uddannelse af plejepersonale. Kontakt Etac for yderligere information.

Anvend altid korrekt forflytningsteknik.

Husk at udnytte brugerens egne ressourcer.

Planlæg forflytningen på forhånd, så det sker så trygt og problemfrit som muligt.



Nedglidningsrisiko, efterlad aldrig brugeren alene på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet på gulvet.



Foretag altid en risikovurdering, og sørg for at hjælpemidlet kan anvendes til den enkelte bruger, og at det i kombination med andet udstyr er sikkert for brugeren og hjælperne.



SlingOn fjernes altid efter brug.



Man kan ikke benytte SlingOn til at løfte/lifte i, kun til placering af liftstykker/underlag.



OBS! I forbindelse med mobilisering af bariatriske brugere bør man være opmærksom på, at funktionsniveau, sygdom og kropsbygning kan have stor indvirkning på, hvorledes man kan mobilisere den enkelte bruger. Derfor bør dette kun være en vejledning. Vær dog opmærksom på, hvor mange kilo du er i færd med at forflytte, tilkald gerne ekstra personale.

Ved tvivlsspørgsmål – kontakt venligst Etac.

Materiale og rengøring

Materiale:

Nylon, polyester, trykknapper.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask.

Kontrollér, at der ikke er skader ved sømme og stof.



**Reparér aldrig selv et produkt.
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

Vaskeinstruktion:

Anvend ikke skyllemiddel – dette vil nedsætte glideevnen. Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddel frit rengøringsmiddel med et pH-niveau mellem 5-9 eller med 70 % desinfektionsopløsning.



Produkter og tilbehør

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse i mm
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000
IM438	SlingOn M	W800xL1700

Serviceinformation

Inspektion

Tak, fordi du valgte et produkt fra Etac. Ved ændringer, reparationer eller kombinationer foretaget af kunden bortfalder Etacs CE-mærkning, og Etacs garanti ophører.

Garanti: To år på materiale- og produktionsfejl ved korrekt anvendelse af produktet. Før et produkt tages i brug, udarbejd da altid en risiko- og arbejdspladsvurdering i henhold til nationale og lokale love og aftaler.

Første kontrol:

- Er emballagen intakt?
- Kontrollér label på emballagen, og kontrollér artikelnummeret og produktnavn.
- Tjek, at "Short Instruction" er vedlagt – opdateret Manual kan downloades fra www.etac.dk, eller kontakt Etacs kundeservice.

- Kontrollér label på produktet – findes artikelnummer, produktnavn, lot-/batchnummer og vaskeanvisning samt producent.

Gentagende inspektion:

- Kontrollér, at deres manuelle transfer system eller hjælpemiddel er i en perfekt stand.
- Efter vask – kontrollér altid materialer, sømme, syninger, håndtag og spænder.
- Viser produktet tegn på slitage, skal produktet straks kasseres.




Visuel inspektion/tjek produktet:

Kontrollér, at materialer, sømme, syninger, håndtag og spænder er intakte.



Stabilitetstest:

Prøv at bøje produktet; verificer, at det føles solidt og stabilt.



Mekanisk test/tjek håndtag:

Træk i håndtagene i hver sin retning, og kontrollér materialer, sømme og syninger.

Test spændet:

Lås spændet, og træk i hver sin retning; kontrollér spændet, sømme og syninger.



Test lav/høj friktion:

Placer produktet på en fast overflade eller sengen, placer hænderne på materialet og test friktionen ved at skubbe hænderne ned og fremad i produktet.

Lav friktion – glider uden problemer.

Høj friktion – glider ikke.

Kontrollér

Manuelle transferprodukter med håndtag, stropper og spænder:



Manuelle transferprodukter til siddende og liggende forflytninger:



Manuelle transferprodukter med lav eller høj friktion:



Produktet bortskaffes i henhold til nationale regler.



Læs brugermanualen

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Etacs kundeservice eller din lokale konsulent for at få mere information og hjælp.

Ønsker du mere information om undervisning og anvendelse af produkterne, kontakt forflytningseksperterne hos Etac – www.etac.dk.



Klasse 1 – Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger

Yleistä

Kiitos, että valitsit Etac-tuotteen.

Lue käyttöohjeet tarkkaan, jotta voit välttää onnettomuudet ja loukkaantumiset tuotteiden siirtämisen ja käsittelyn aikana.

Tässä käyttöohjeessa ”käyttäjä” on henkilö, joka makaa tai istuu tuotteessa. Hoitajat ovat henkilöitä, jotka käsittelevät tuotetta.



Tämä symboli esiintyy tekstissä läpi koko ohjeen. Se kiinnittää lukijan huomion kohtiin, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjän tai hoitajan terveydelle tai turvallisuudelle.

Tuotteet ovat lääkinnällisistä laitteista annetussa Euroopan neuvoston direktiivissä MDD 93/42 / ETY luokkaan 1 kuuluvien tuotestandardien mukaisia.

Pyrimme Etacissa parantamaan tuotteitamme, joten pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkovaroitusta.

Kaikki kuvissa ja vastaavassa materiaalissa esitetyt mitat ovat ohjeellisia, eikä Etac ole vastuussa niissä mahdollisesti olevista virheistä.

Tässä ohjekirjassa annetut tiedot, mukaan lukien suositukset, yhdistelmät ja mitoitus, eivät koske erikoistilauksia ja muunneltuja tuotteita. Jos asiakas tekee muutoksia, korjauksia tai yhdistelmiä, joita Etac ei ole ennalta määrittänyt, Etacin CE-sertifikaatti tai Etac-takuu eivät ole voimassa. Jos olet epävarma, ota yhteys Etaciin.

Takuu: Kahden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta edellyttäen, että tuotetta käytetään oikein.

Lisätietoja Etac-siirtolaitevalikoimasta saa osoitteesta www.etac.com.

Tuotteen voi romuttaa kansallisten määräysten mukaisesti.

Yleistä symboleista



Pesu



pH-taso



Lue käyttöohje



Käyttäjän massaraja = suurin sallittu kuormitus



Ei saa valkaista



Pyyhittävä



Varoitus



Tuotteen voi romuttaa kansallisten määräysten mukaisesti.



Kuivausrumpu sallittu



Älä koskaan jätä lattialle



Valmistusvuosi, -kuukausi ja -päivä



Valmistaja



Silitys



Alas liukumisen vaara



Eränumero



Luokka 1 - Euroopan neuvoston direktiivi lääkinnällisistä laitteista MDD 93/42/ETY



Ei saa kuivapestä



Pidettävä poissa auringonvaloista

Käyttötarkoitus

SlingOn-liukualustaa voidaan hankalissa tilanteissa käyttää apuna pujotettaessa nostoliinaa käyttäjän alle. Sopii ihanteellisesti bariatristen potilaiden hoitoon.

SlingOn-liukualusta koostuu kahdesta erittäin ohuesta ja

kummaltakin puolelta luistavasta nailonkappaleesta. Materiaalin ansiosta kitka käyttäjän ja alla olevan pinnan välillä on erittäin pientä. Alusta parantaa hoitajan työskentelyolosuhteita sekä pienentää vetoa ja kitkaa.

Käyttöympäristö

Akuuttihoito, pitkäaikaishoito, kotihoito

Käsittely

Sijoittaminen

Aseta SlingOn paikalleen. Jokaisessa kulmassa oleva neppari on kiinnitettävä. Taita SlingOn-liukualusta ainakin toiminnallisten lenkkien jokaisen ristipiston kohdalta. Vaihtoehtoisesta rullaa SlingOn-liukualusta kokonaan. Aseta SlingOn käyttäjän alle joko pää- tai jalkopuolelta. Aseta SlingOn niin, että avoin pää osoittaa käyttäjästä pois päin ja taitettu osa on käyttäjän pään, tyynyn ja hartioiden alla. Tartu kaksinkertaisen alustan kulmasta niin, että kämmenesi

osoittaa käyttäjää kohti ja SlingOn on käsissäsi. Rullaa sitten SlingOn auki käyttäjän alle (Kuvat 1 ja 2). Kahdesta hoitajasta on useimmiten hyötyä: yksi pitää SlingOn-alustaa pääpuolelta ja toinen painaa patjaa alaspäin. Rullaa auki yksi taitos kerrallaan.

Vaihtoehtoinen menetelmä:

Joidenkin käyttäjien kohdalla on suositeltavaa sijoittaa SlingOn käyttäjän selän kaaren alle. Jotta voit sijoittaa SlingOn-liukualustan käyttäjän selän kaaren alle, siihen on tehtävä "siksak-taitos". "Siksak-taitettu" SlingOn taitetaan sitten uudelleen (noin kolmanneksen matkalta) ja

työnnetään käyttäjän selän kaaren alle. Vastakkaisella puolella oleva hoitaja pystyy helposti tarttumaan SlingOn-alustaan ja taittamaan sen auki. SlingOn voidaan rullata auki joko ylös- tai alaspäin.

Käyttö

Kun SlingOn on paikallaan, käyttäjää voidaan liikuttaa tai nostoliina voidaan pujottaa alustan kerrosten väliin. Avaa nepparit. Pujota nostoliina alustan kahden kerroksen väliin. Vedä toisen hoitajan kanssa liina varovasti paikalleen (Kuva 3). Jalkahihnat työnnetään käyttäjän alle kahden nailonkerroksen väliin.

SlingOn-liukualustan yläosan irrottaminen: Hoitaja tarttuu vastakkaiseen kulmaan ja vetää hitaasti yläosan pois (Kuva 4). Käyttäjä voidaan nyt nostaa nostoliinalla.

Tuolissa:

Taita SlingOn yllä kuvattuun tapaan ja työnnä se sitten käyttäjän selän taakse (ks. yllä kuvattu tekniikka). Avaa nepparit ja pujota nostoliina alustan kahden nailonkerroksen väliin niin, että se on asianmukaisesti paikallaan. Irrota ylempi nailonkerros (käyttäjän ja nostoliinan välinen). Käyttäjä voidaan nyt nostaa.

Huomautus

Erityisominaisuudet

Tarkasta tuote aina ennen käyttöä ja pesun jälkeen.

Älä koskaan käytä viallista tuotetta. Jos tuotteessa ilmenee kulumisen merkkejä, se on hävitettävä.

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

On tärkeää varmistaa, että hoitajat ovat saaneet manuaalisia hoitotoimenpiteitä koskevat ohjeet. Etac tarjoaa hoitajille neuvontaa ja koulutusta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden Etaciin.

Sovella aina oikeita manuaalisen hoidon tekniikoita.

Rohkaise käyttäjää toimimaan apuna mahdollisuuksien mukaan.

Suunnittele manuaalinen käsittely aina etukäteen, jotta varmistat, että käyttäjä tuntee olonsa turvalliseksi ja että käsittely sujuu jouhevasti.



Käyttäjän liukumisvaara. Älä koskaan jätä käyttäjää yksin sängynreunalle.



Älä koskaan jätä tuotetta lattialle.



Arvioi aina riskit ja varmista, että apuvälinettä voidaan käyttää kyseiselle käyttäjälle, että sitä voidaan käyttää muiden laitteiden kanssa ja että sen käyttö on turvallista niin käyttäjän kuin hoitajienkin kannalta.



Irrota SlingOn aina käytön jälkeen.



Älä käytä SlingOn-liukualustaa nostoliinana. Käytä sitä ainoastaan nostoliinon asettamiseen.



Huom! Siirrettäessä bariatrisia käyttäjiä on huomioitava, että tekijät kuten toimintakyky, sairaus ja kehon koko voivat vaikuttaa merkittäväällä tavalla käyttäjän siirtotapaan.

Siksi nämä ohjeet ovat vain ohjeellisia.

Varmista, että tiedät täsmälleen siirrettävän painon.

Pyydä tarvittaessa lisähenkilöstöä apuun!

Jos olet epävarma, ota yhteys Etaciin.

Materiaali ja puhdistus

Materiaali:

Nailonia, polyesteriä, painonapit.

Tuote on tarkastettava säännöllisesti, mieluiten jokaisella käyttökerralla ja erityisesti pesun jälkeen.

Tarkista, että saumoissa ja kankaassa ei näy vaurioita.



Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.
Älä koskaan käytä viallista tuotetta.

Pesuohteet:

Älä käytä huuhteluaineita, sillä ne heikentävät liukuominaisuuksia.

Tuote voidaan puhdistaa liuotinaineettomalla pesuaineella, jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisellä desinfiointiaineella.



Tuotteet ja varusteet

Tuotenumero	Tuotteen kuvaus	Koko (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

ILL.

GB

SV

NO

DA

FI

DE

NL

FR

IT

ES

Huoltotietoja

Tarkistus

Kiitos, että valitsit Etac-tuotteen. Jos asiakas tekee muutoksia, korjauksia tai yhdistelmiä, joita Etac ei ole ennalta määrittänyt, Etacin CE-sertifikaatti tai Etac-takuu eivät ole voimassa.

Takuu: Kahden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta edellyttäen, että tuotetta käytetään oikein. Tee aina ennen tuotteen käyttöä riskinarviointi kansallisen ja/tai paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ensimmäinen tarkistus:

- Onko pakkaus ehjä?
- Lue pakkauksen etiketti ja tarkista tuotenro ja -kuvaus.
- Tarkista, että lyhyt ohje on mukana – päivitetyn käyttöohjeen voi ladata osoitteesta www.etac.com tai pyytää asiakaspalvelusta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.



Silmämääräinen tarkistus / Tarkista tuote:

Varmista, että materiaalit, saumat, ompeleet, lenkit/kahvat ja soljet ovat ehjiä/virheettömiä.



Mekaaninen kuormitus tai jännitys / testaa lenkit/kahvat:

Vedä lenkeistä kovaa vastakkaisiin suuntiin ja tarkista materiaali, saumat ja ompeleet.

Testaa soljet:

Lukitse solki ja vedä vastakkaisiin suuntiin, tarkista solki ja ompeleet.

- Tarkista tuotteessa oleva etiketti – onko siinä tuotenro, tuotekuvaus, erän nro, puhdistusohje ja toimittajan nimi?

Määräaikaistarkistus:

- Varmista, että manuaalinen siirtojärjestelmä on aina täydellisessä kunnossa.
- Tarkista pesun jälkeen aina materiaalit, ompeleet, lenkit/kahvat, soljet.
- Jos tuotteessa ilmenee kulumisen merkkejä, se on heti poistettava käytöstä.



Vakaustesti:

Yritä taivuttaa tuotetta ja varmista, että se tuntuu lujalta, vakaalta ja kiinteältä.



Testaa pieni/suuri kitka:

Aseta tuote kiinteälle pinnalle tai vuoteelle, aseta kätesi materiaalin päälle ja testaa kitka painamalla käsiäsi alaspäin tuotteen sisään.

Pieni kitka – liukuu ongelmitta

Suuri kitka – ei liukua/liikettä

Tarkista

Manuaaliset siirtovälineet, joihin kuuluu lenkkejä/kahvoja, silmukoita ja solkia:



Manuaaliset siirtovälineet siirtoihin istuma-asennossa ja makuuasennossa:



Suuri- tai pienikitkaiset manuaaliset siirtovälineet:



Tuotteen voi romuttaa kansallisten määräysten mukaisesti



Lue käyttöohje

Jos olet epävarma, ota yhteys Etacin asiakaspalveluun tai paikalliseen jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja ja opastusta.

Lisätietoja koulutuksesta ja näiden tuotteiden käytöstä saat ottamalla yhteyden Etacin siirtoasiantuntijoihin – www.etac.com.



Luokka 1 - Euroopan neuvosto
MDD-direktiivi 93/42/ETY
lääkinnällisistä laitteista

Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Etac entschieden haben.

Um Unfälle und Verletzungen beim Handhaben und Verwenden des Produkts zu vermeiden, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen.

Mit „Benutzer“ wird in dieser Anleitung die Person bezeichnet, die auf dem Produkt sitzt oder liegt. Unter „Helfer“ wird die Person verstanden, die das Produkt handhabt.



Dieses Symbol erscheint neben dem Text in der Bedienungsanleitung. Es macht den Leser auf Situationen aufmerksam, die eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers oder Helfers darstellen können.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden Normen für Produkte der Klasse 1 im Einklang mit der Richtlinie des Europäischen Rates 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Bei Etac sind wir bemüht, unsere Produkte laufend zu verbessern und behalten uns daher das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Alle Abmessungen

auf Abbildungen o. Ä. sind lediglich als Richtwerte zu verstehen und Etac haftet nicht für Fehler und Mängel.

Die in dieser Anleitung aufgeführten Angaben einschließlich der Empfehlungen, Kombinationen und Größen gelten nicht für Sonderbestellungen und Modifikationen. Nimmt der Kunde Anpassungen, Reparaturen oder Kombinationen vor, die nicht von Etac spezifiziert wurden, wird die CE-Zertifizierung ungültig und die Garantieverpflichtung von Etac erlischt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Etac.

Garantie: Zwei-Jahres-Garantie auf Material- und Herstellungsfehler, vorausgesetzt, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.

Weitere Informationen über das Angebot von Etac siehe www.etac.com.

Das Produkt kann in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Symbole allgemein

Waschen	pH-Wert	Bedienungsanleitung lesen	Höchstgewicht des Benutzers = maximale Gewichtsbelastung
Nicht bleichen	Abwischen	Warnung	Das Produkt kann in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.
Im Wäschetrockner trocknen	Niemals auf dem Boden liegen lassen!	Herstellungsjahr, -monat und -tag	Hersteller
Bügeln	Rutschgefahr	Batch-Nr./Lot-Nr.	Klasse 1 - Richtlinie des Europäischen Rates 93/42/EWG über Medizinprodukte
Nicht chemisch reinigen	Keiner Sonnenstrahlung aussetzen!		

Verwendungszweck

SlingOn kann zur Ausbreitung eines Lakens unter schwierigen Bedingungen verwendet werden. SlingOn ist ideal für den Umgang mit übergewichtigen Patienten.

SlingOn besteht aus zwei Stücken ultradünnem, auf beiden Seiten glattem Nylonmaterial. Das Material stellt eine minimale

Reibung zwischen Benutzer und der darunter liegenden Fläche sicher. Das Gerät verbessert die Arbeitsbedingungen des Helfers und verringert die Scher- und Reibungsgefahr für den Benutzer.

Vorgesehener Einsatzbereich

Akutbehandlung, Langzeitpflege, Hauspflege

Praktische Handhabung

Positionierung

SlingOn in die richtige Position bringen. Die Druckknöpfe in allen vier Ecken müssen befestigt werden. SlingOn mindestens so oft falten wie Kreuzstiche an den Funktionsgriffen vorhanden sind. Alternativ kann SlingOn gerollt werden, bis kein überschüssiges Material mehr vorhanden ist.

SlingOn entweder vom Kopf- oder Fußende aus unter dem Benutzer positionieren.

SlingOn ist so anzuordnen, dass der offene Teil vom Benutzer weg ausgerichtet ist und sich der gefaltete Teil unter Kopf, Kissen und Schultern befindet.

Die Ecken durch beide Schichten ergreifen, wobei die Handfläche des Helfers mit SlingOn in der Hand des Helfers auf den Benutzer ausgerichtet ist. So kann der Helfer SlingOn unter dem Benutzer ausrollen (Abb. 1 und 2). Es ist häufig von Vorteil, wenn mehr als zwei Helfer anwesend sind, z. B. ein Helfer zum Halten von SlingOn am oberen Teil, während die anderen Helfer die Matratze nach unten drücken. Einen Flügel nach dem anderen entfalten.

Alternativmethode:

Bei einigen Benutzern empfiehlt es sich, SlingOn unter dem Rücken des Benutzers zu positionieren. Dazu muss SlingOn im Zick-Zack gefaltet sein. Das im Zick-Zack gefaltete SlingOn wird erneut gefaltet (um etwa ein Drittel)

und dann unter den Rücken des Benutzers geschoben. Der Helfer auf der gegenüberliegenden Seite kann SlingOn dann problemlos ergreifen und entfalten. Danach kann SlingOn ganz entfaltet werden (entweder nach oben oder nach unten).

Verwendung

Nach der Positionierung von SlingOn kann der Benutzer bewegt oder das Laken zwischen den beiden Schichten nach unten gezogen werden. Die Druckknöpfe lösen. Danach wird das Laken zwischen den beiden Schichten ausgebreitet. Die Helfer ziehen das Laken sanft in seine gewünschte Lage (Abb. 3). Idealerweise werden die Beinriemen zwischen zwei Nylonschichten unter den Benutzer geschoben.

Entfernung der oberen Seite von SlingOn: Ein Helfer ergreift die entgegengesetzte Ecke und zieht die obere Seite langsam heraus (Abb. 4). Der Benutzer kann daraufhin im Laken angehoben werden.

In einem Stuhl:

SlingOn wie oben beschrieben falten und unter den Rücken des Benutzers schieben (dieselbe Vorgehensweise wie oben beschrieben). Die Druckknöpfe lösen und das Laken zwischen den beiden Nylonschichten nach unten ziehen, bis es seine richtige Lage erreicht hat. Die Nylonschicht zwischen Benutzer und Laken entfernen. Der Benutzer kann daraufhin angehoben werden.

Hinweis

Besondere Hinweise

Das Produkt vor dem Gebrauch und nach dem Waschen überprüfen.

Niemals ein defektes Produkt verwenden! Produkte, die Anzeichen von Abnutzung zeigen, müssen entsorgt werden.

Diese Hinweise sind sorgfältig durchzulesen.

Es ist wichtig, dass sämtliche Helfer eine Einweisung in die Handhabung des Produkts erhalten. Etac bietet Beratung und Schulungen für Helfer an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Etac.

Auf die richtige Umsetz-/Umlagerungstechnik achten.

Der Benutzer ist aufzufordern, nach Möglichkeit Hilfe zu leisten.

Planen Sie den Vorgang stets im Voraus, damit alle Schritte reibungslos und ohne Sicherheitseinbußen für den Benutzer ablaufen.



Es besteht die Gefahr, dass der Benutzer abgleitet. Den Benutzer niemals allein auf der Bettkante zurücklassen!



Das Produkt niemals auf dem Boden liegen lassen!



Immer eine Risikobeurteilung vornehmen und sicherstellen, dass das Hilfsprodukt beim jeweiligen Benutzer und in Kombination mit anderen Geräten so verwendet werden kann, dass es für Benutzer und Helfer/Pfleger sicher ist.



Nach der Verwendung ist SlingOn immer zu entfernen.



SlingOn darf nicht als Schlinge verwendet werden. Es dient zur Positionierung und Umverlagerung.



Hinweis: Bei der Verlegung von übergewichtigen Benutzern ist darauf zu achten, dass Faktoren wie Funktionsfähigkeit, Krankheit und Körpergewicht sich entscheidend auf die Wahl des Verfahrens zur Verlagerung auswirken können. Daher sind die Anweisungen als Richtlinien zu betrachten. Es ist sicherzustellen, dass das zu bewegende Gewicht genau bekannt ist. Bei Bedarf zusätzliche Helfer hinzuziehen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Etac.

Material und Reinigung

Material:

Nylon, Polyester, Druckknöpfe.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen.

Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.



Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Niemals ein defektes Produkt verwenden!

Waschanleitung:

Keine Weichspüler verwenden, weil sich dadurch der Gleiteffekt verschlechtert.

Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70%igen Desinfektionslösung gereinigt werden.



Produkte und Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

Inspektionen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Etac entschieden haben. Nimmt der Kunde Anpassungen, Reparaturen oder Kombinationen vor, die nicht von Etac spezifiziert wurden, wird die CE-Zertifizierung ungültig und die Garantieverpflichtung von Etac erlischt.

Garantie: Zwei-Jahres-Garantie auf Material- und Herstellungsfehler, vorausgesetzt, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird. Vor der Verwendung eines Produktes ist immer eine Risikobeurteilung gemäß den nationalen und/oder lokalen Vorschriften vorzunehmen.

Erste Kontrolle:

- Ist die Verpackung unbeschädigt?
- Lesen Sie das Etikett auf der Verpackung und überprüfen Sie Artikelnummer und Produktbeschreibung.

- Überprüfen, ob die Kurzanleitung beigelegt ist - die aktualisierte Bedienungsanleitung kann von www.etac.com heruntergeladen werden oder ist beim Händler vor Ort erhältlich.
- Prüfen Sie das Etikett auf dem Produkt - sind Artikelnummer, Produktbeschreibung, Lot-/Batch-Nr., Reinigungsanleitungen und Anbieter aufgeführt?

Regelmäßige Kontrolle:

- Sicherstellen, dass das manuelle Transfer-/Umlagerungssystem immer in perfektem Zustand ist.
- Nach dem Waschen stets Material, Nähte, Griffschlaufen und Schnallen überprüfen.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Abnutzung zeigt, darf es nicht mehr benutzt werden.



Inaugenscheinnahme/Produktüberprüfung:

Sicherstellen, dass Material, Nähte, Griffschlaufen und Schnallen unbeschädigt/fehlerfrei sind.



Stabilitätstest:

Das Produkt zu verbiegen versuchen, um zu überprüfen, ob es fest und stabil ist.



Mechanische Belastung/Griffschlaufen überprüfen:

Fest an den Griffschlaufen ziehen (in entgegengesetzte Richtung) und Material und Nähte überprüfen.

Schnallen überprüfen:

Ziehen Sie an der geschlossenen Schnalle und prüfen Sie Schnalle und Nähte.



Niedrige/hohe Reibung testen:

Das Produkt auf eine feste Unterlage oder ein Bett legen und die Reibung überprüfen, indem die Hände mit Druck über das Produkt gezogen werden.

Niedrige Reibung – müheloses Gleiten
Hohe Reibung – kein Gleiten/Bewegen

Überprüfen

Manuelle Transfer-/Umlagerungshilfen mit Griffen, Riemen und Schnallen:





Manuelle Transfer-/Umlagerungshilfen für die sitzende und liegende Umlagerung:



Manuelle Transfer-/Umlagerungshilfen mit hoher oder geringer Reibung:



Das Produkt kann in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden   Bedienungsanleitung lesen

Im Zweifelsfall bitte Kontakt zum Etac-Kundendienst oder zum Händler aufnehmen, die weitere Informationen und fachmännische Beratung bereithalten.

Weitere Informationen über Schulungen und den Einsatz dieser Produkte sind vom Etac Transferteam erhältlich: www.etac.com



Klasse 1 - Richtlinie des Europäischen Rates 93/42/EWG über Medizinprodukte

Algemeen

Dank u dat u voor een van de producten van Etac hebt gekozen.

Lees de handleiding zorgvuldig door, om ongelukken en letsel bij het verplaatsen en hanteren van de producten te voorkomen.

De persoon die in deze gebruikershandleiding als 'de gebruiker' wordt aangeduid, is de persoon die op het product ligt of zit. De term 'verzorgers' wordt gebruikt voor de personen die het product hanteren.



Dit symbool wordt in de handleiding naast de tekst weergegeven. Het maakt de lezer attent op zaken die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker of verzorger.

De producten voldoen aan de normen die gelden voor klasse 1-producten volgens EU-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (MDD).

Bij Etac streven we naar voortdurende verbetering van onze producten en daarom behouden we ons het recht voor om onze producten zonder aankondiging vooraf te wijzigen. Alle maten op

afbeeldingen en overige referentiematerialen gelden uitsluitend als indicatie en Etac kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en afwijkingen.

De informatie in deze handleiding, met inbegrip van aanbevelingen, combinaties en maten, gelden niet voor speciale orders en modificaties. Als de klant aanpassingen of reparaties uitvoert of combinaties maakt die niet vooraf door Etac zijn bepaald, zijn de door Etac aangebrachte CE-markering en de garantie van Etac niet langer geldig. Neem bij twijfel contact op met Etac.

Garantie: twee jaar garantie op materiaal- en productiefouten, op voorwaarde dat het product correct is gebruikt.

Ga voor meer informatie over het transferassortiment van Etac naar www.etac.com.

Het product kan worden afgevoerd volgens de nationale voorschriften.

Algemene symbolen



Wassen



pH-waarde



Lees de gebruikers-handleiding



Maximale massa gebruiker = maximale nominale belasting



Niet bleken



Afnemen met een doekje



Waarschuwing



Het product kan worden afgevoerd volgens de nationale voorschriften



Drogen in wasdroger



Nooit op de vloer laten liggen



Productiejaar, -maand en -dag



Fabrikant



Strijken



Risico dat de gebruiker naar beneden kan schuiven



Batchnr./Partijnr.



Klasse 1 – EU-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (MDD)



Niet chemisch reinigen



Niet blootstellen aan zonlicht

Beoogd gebruik

SlingOn kan worden gebruikt om een laken onder lastige omstandigheden te plaatsen. Ideaal voor gebruik bij obese patiënten.

SlingOn bestaat uit twee delen van ultradun nylonmateriaal dat aan beide zijden glad is. Het materiaal zorgt voor minimale

wrijving tussen de gebruiker en het ligoppervlak. Het hulpmiddel verbetert de werkomstandigheden van de verzorger, terwijl de kans op ongemak bij de gebruiker door schuifkrachten en wrijving wordt geminimaliseerd.

Beoogde gebruiksomgeving

Acute zorg, langdurige zorg, thuiszorg

Praktisch gebruik

Positionering

SlingOn plaatsen: zorg dat de drukknopen in alle vier hoeken zijn vastgezet. Vouw de SlingOn minstens even vaak als het aantal kruisstiksels bij elk functionele handvat. Een alternatieve methode is om de SlingOn op te rollen totdat er geen overtollig materiaal meer is.

Schuif de SlingOn onder de gebruiker, naar keuze vanaf het hoofdeinde of het voeteneinde.

Plaats de SlingOn zo dat het open uiteinde van de gebruiker af wijst en het opgevouwen deel zich onder het hoofd, het kussen

en de schouders bevindt.

Pak de hoek door beide lagen heen vast. De palm van de hand waarmee de verzorger de SlingOn vasthoudt, is naar de gebruiker toe gericht. De verzorger kan de SlingOn nu onder de gebruiker uitrollen (afbeelding 1 en 2). Het is vaak handig als er meer dan twee verzorgers zijn, waarbij de ene verzorger bijvoorbeeld de SlingOn aan de bovenzijde vasthoudt, terwijl de andere verzorgers de matras indrukken. Vouw de vleugels een voor een uit.

Alternatieve methode:

Bij sommige gebruikers is het aan te raden om de SlingOn onder de onderrug van de gebruiker te schuiven.

Om de SlingOn onder de onderrug van de gebruiker te schuiven, moet de SlingOn zigzaggend worden gevouwen. De zigzag-gevouwen SlingOn wordt nog een keer gevouwen (met ongeveer

een derde) en vervolgens onder de onderrug van de gebruiker geschoven. De verzorger aan de andere zijde kan de SlingOn vervolgens makkelijk vastpakken en uitvouwen. Daarna kan de SlingOn worden uitgevouwen (naar boven of naar beneden).

Gebruik

Nadat de SlingOn is geplaatst, kan de gebruiker worden gemobiliseerd of kan het laken tussen de twee lagen omlaag worden getrokken. Maak de drukknopen los. Plaats het laken tussen de twee lagen. De verzorgers trekken het laken rustig op zijn plaats (afbeelding 3). De beenbanden worden bij voorkeur tussen de twee nylonlagen onder de gebruiker geschoven.

De bovenzijde van de SlingOn verwijderen: Eén verzorger pakt de tegenoverliggende hoek vast en trekt de bovenzijde langzaam naar buiten (afbeelding 4). De gebruiker kan nu in het laken worden getild.

In een stoel:

Vouw de SlingOn op zoals hierboven is beschreven en duw de SlingOn vervolgens naar beneden achter de rug van de gebruiker (dezelfde techniek als hierboven). Maak de drukknopen los en trek het laken tussen de twee nylonlagen door totdat het zich in de juiste positie bevindt. Verwijder de nylonlaag tussen de gebruiker en het laken. De gebruiker kan nu worden getild.

Let op

Speciale functies

Controleer het product voor elk gebruik en na het wassen.

Gebruik een product nooit als het defect is. Voer het product af als het tekenen van slijtage vertoont.

Lees deze instructies zorgvuldig door.

Het is belangrijk dat verzorgers instructies krijgen over handmatig tillen en verplaatsen. Etac biedt advies en training aan voor verzorgers. Neem voor meer informatie contact op met Etac.

Gebruik altijd de juiste technieken voor handmatig tillen en verplaatsen.

Moedig de gebruiker aan om waar mogelijk mee te helpen.

Bedenk altijd van tevoren hoe u een gebruiker handmatig gaat tillen en verplaatsen, zodat de gebruiker zich veilig voelt en elke handmatige handeling soepel verloopt.



Er bestaat een kans dat de gebruiker wegglijdt. Laat de gebruiker nooit alleen achter op de rand van het bed.



Laat het product nooit op de vloer liggen.



Voer altijd een risicoanalyse uit en verzeker u ervan dat het hulpmiddel geschikt is voor de individuele gebruiker en, bij gebruik in combinatie met andere hulpmiddelen, veilig is voor de gebruiker en de verzorgers.



Verwijder de SlingOn altijd na gebruik.



Gebruik de SlingOn niet als een sling. Gebruik het hulpmiddel alleen voor het positioneren en herpositioneren van slings.



Let op! Houd er bij het mobiliseren van obese gebruikers rekening mee dat factoren zoals inspanningsvermogen, ziekte en lichaamsomvang cruciaal kunnen zijn bij de keuze van de methode voor mobilisatie van de gebruiker. Beschouw de instructies daarom enkel als algemene richtlijnen. Zorg dat u exact weet hoeveel gewicht u wilt verplaatsen. Schakel waar nodig extra verzorgers in!

Neem bij twijfel contact op met Etac.

Materiaal en reiniging

Materiaal:

Nylon, polyester, druckknopen.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen.

Controleer op schade aan de naden en de stof.



**Probeer een product nooit zelf te repareren.
Gebruik een product nooit als het defect is.**

Wasinstructies:

Gebruik geen wasverzachter, aangezien het glijeffect daardoor zal verminderen.

Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.



Producten en accessoires

Artikelnr.	Productbeschrijving	Afmetingen (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

ILL.

GB

SV

NO

DA

FI

DE

NL

FR

IT

ES

Onderhoudsinformatie

Inspectie

Dank u dat u voor een van de producten van Etac hebt gekozen. Als de klant aanpassingen of reparaties uitvoert of combinaties maakt die niet vooraf door Etac zijn bepaald, zijn de door Etac aangebrachte CE-markering en de garantie van Etac niet langer geldig.

Garantie: Twee jaar garantie op materiaal- en productiefouten, op voorwaarde dat het product correct is gebruikt. Voer altijd een risicoanalyse uit volgens de nationale en/of plaatselijke voorschriften voordat u een product in gebruik neemt.


Eerste inspectie:

- Is de verpakking onbeschadigd?
- Lees het label op de verpakking en controleer het artikelnummer en de productbeschrijving.



Visuele inspectie/controleer het product:

Verzeker u ervan dat alle materialen, naden, stikwerk, handvatten en gespen onbeschadigd/vrij van defecten zijn.



Mechanische belasting of spanning/handvatten testen:

Trek hard aan de handvatten in tegenovergestelde richtingen en controleer het materiaal, de naden en het stikwerk.

Gespen testen:

Zet de gesp vast en trek in tegenovergestelde richtingen; controleer de gesp en het stikwerk.

- Controleer of de beknopte handleiding is bijgevoegd. Nieuwe versies van de gebruikershandleiding/gebruiksaanwijzing kunt u downloaden via www.etac.com of opvragen bij de klantenservice van Etac of bij de distributeur in uw regio.
- Controleer of het label op het product de volgende informatie vermeldt: artikelnummer, productbeschrijving, partij-/batchnummer, reinigingsinstructies en naam van de leverancier.

Periodieke inspectie:

- Zorg dat uw systeem voor handmatige transfers altijd in perfecte staat verkeert.
- Controleer na het wassen altijd de materialen, het stikwerk, de handvatten en de gespen.
- Stel het product meteen buiten gebruik als het tekenen van slijtage vertoont.



Stabiliteitstest:

Probeer het product te verbuigen en verzekert u ervan dat het stevig, stabiel en solide aanvoelt.



Hoge/lage wrijving testen:

Plaats het product op een stevige ondergrond of een bed, plaats uw handen op het materiaal en test de wrijving door uw handen in het product omlaag te drukken.

Lage wrijving: glijden gaat moeiteloos

Hoge wrijving: glijden/verplaatsen gaat niet

Controleren

Handmatige transferhulpmiddelen met handvatten, banden en gespen:



Handmatige transferhulpmiddelen voor zittende en liggende transfers:



Handmatige transferhulpmiddelen met hoge of lage wrijving:



Het product kan worden afgevoerd volgens de nationale voorschriften



Lees de gebruikershandleiding

Neem bij twijfel contact op met de klantenservice van Etac of de distributeur in uw regio. Zij kunnen u meer informatie of advies geven.

Neem voor meer informatie over training en het gebruik van deze producten contact op met de transferexperts van Etac – www.etac.com.

Généralités

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Etac.

Veillez lire attentivement ce manuel afin d'éviter les accidents et les blessures lors du déplacement et de la manipulation des produits.

La personne décrite comme « l'utilisateur » dans ce manuel est la personne couchée ou assise sur le produit. Les assistants sont les personnes qui manœuvrent le produit.



Ce symbole apparaît à côté du texte dans le manuel. Il attire l'attention du lecteur sur les points pouvant constituer un risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur ou d'un assistant.

Les produits sont conformes aux normes applicables pour les produits de Classe 1 selon la Directive du conseil européen MDD 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Etac s'efforce constamment d'améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications à ses produits sans préavis. Toutes les mesures indiquées sur les illustrations

et tout matériel similaire sont à titre indicatif seulement et Etac ne peut être tenu responsable des erreurs ou des défauts.



















Les informations contenues dans ce manuel, y compris les recommandations, combinaisons et tailles, ne s'appliquent pas aux commandes spéciales et aux modifications. Si le client effectue/utilise des réglages, des réparations ou des combinaisons qui ne sont pas prédéterminés par Etac, la certification CE d'Etac et la garantie d'Etac seront annulées. En cas de doute, veuillez contacter Etac.

Garantie : garantie de deux ans sur les matériaux et les défauts de fabrication, à condition que le produit soit utilisé correctement.

Pour de plus amples informations sur la gamme de transfert Etac, consultez www.etac.com.

Le produit peut être mis au rebut conformément à la réglementation nationale.

Symboles en général

 Lavage	 Niveau de pH	 Lire le manuel de l'utilisateur	 Poids max. de l'utilisateur = charge nominale maximale
 Ne pas javelliser	 Essuyer	 Avertissement	 Le produit peut être mis au rebut conformément à la réglementation nationale
 Séchage en machine	 Ne jamais laisser sur le sol	 Jour, mois et année de fabrication	 Fabricant
 Repassage	 Risque de glissement vers le bas	 Batch no./N° de lot	 Classe 1 - Directive du conseil européen MDD 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
 Ne pas nettoyer à sec	 Tenir à l'abri du soleil		

Usage prévu

SlingOn peut être utilisé pour positionner un drap dans des conditions difficiles. Idéal pour une utilisation avec des patients obèses. SlingOn comprend deux sections de matériau ultra-mince en

nylon lisse des deux côtés. Le matériau assure une friction minimale entre l'utilisateur et la surface sous-jacente. Le dispositif améliore les conditions de travail du soignant tout en réduisant le risque de coupure et de friction pour l'utilisateur.

Environnement prévu

Soins de courte durée, soins de longue durée, soins à domicile

Manipulation

Positionnement

Positionnez SlingOn. Les boutons-pression aux quatre coins doivent être attachés. Pliez SlingOn au moins autant de fois qu'il y a de surpiqûres au niveau des poignées fonctionnelles. Ou bien, roulez SlingOn jusqu'à il n'y ait plus d'excès de matériau. Placez SlingOn sous l'utilisateur depuis la tête ou depuis les pieds. Positionnez SlingOn de telle sorte que la partie ouverte soit tournée à l'opposé de l'utilisateur et que la partie pliée soit

placée sous l'oreiller et les épaules.

Saisissez le coin à travers les deux couches - la paume du soignant fait face à l'utilisateur avec SlingOn dans la main du soignant. Le soignant peut maintenant « dérouler » SlingOn sous l'utilisateur (illustrations 1 et 2). Plus de deux soignant sont recommandés, par exemple un soignant pour tenir SlingOn en haut tandis que d'autres soignant appuient sur le matelas. Dépliez une aile à la fois.

Autre méthode :

Pour certains utilisateurs, il est conseillé de positionner SlingOn sous le bas du dos.

Pour être positionné sous le bas du dos de l'utilisateur, SlingOn doit être « plié en zigzag ». Une fois plié en zigzag, SlingOn

est plié de nouveau (d'environ un tiers) puis poussé sous le bas du dos de l'utilisateur. Le soignant de l'autre côté peut facilement saisir et déplier SlingOn. SlingOn peut alors être déplié (vers le haut ou vers le bas).

Utilisation

Une fois SlingOn positionné correctement, l'utilisateur peut être déplacé ou le drap peut être tiré entre les deux couches. Ouvrez les boutons-pression. Le drap est ensuite placé entre les deux couches. Les soignants tirent doucement le drap en position (Illustration 3). Idéalement, les sangles des jambes sont poussées sous l'utilisateur entre les deux couches de nylon.

Pour retirer la partie supérieure de SlingOn : un soignants saisit le coin opposé et tire lentement le côté supérieur pour le sortir (Illustration 4). L'utilisateur peut maintenant être levé dans le drap.

Sur une chaise :

Pliez SlingOn comme indiqué ci-dessus, puis enfoncez SlingOn le long du dos de l'utilisateur (même technique que décrite ci-dessus). Ouvrez les boutons-pression et tirez le drap vers le bas entre les deux couches de nylon jusqu'à ce qu'il soit dans la bonne position. Enlevez la couche de nylon entre l'utilisateur et le drap. L'utilisateur peut maintenant être levé.

Notice

Fonctions spéciales

Vérifiez toujours le produit avant toute utilisation et après tout lavage.

N'utilisez jamais un produit défectueux. Si le produit présente des signes d'usure, il doit être mis au rebut.

Lisez attentivement ces instructions.

Il est important que les soignants reçoivent une formation à la manipulation du produit. Etac propose des conseils et des formations à destination des soignants. Pour plus d'informations, contactez Etac.

Utilisez toujours de bonnes techniques de manipulation manuelle.

Encouragez l'utilisateur à aider autant que possible.

Pour que l'utilisateur se sente en sécurité et que chaque manipulation manuelle se passe bien, planifiez toujours la manipulation à l'avance.



Il existe un risque de glissement de l'utilisateur. Ne laissez jamais l'utilisateur seul au bord du lit.



Ne laissez jamais le produit sur le sol.



Effectuez toujours une évaluation des risques et assurez-vous que le produit d'assistance convient à l'utilisateur et peut être utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs d'une manière ne présentant aucun danger pour l'utilisateur et les soignants.



Retirez toujours SlingOn après chaque utilisation.



N'utilisez pas le système SlingOn comme une sangle. Utilisez-le pour le positionnement et le repositionnement des sangles.



Remarque ! En cas de déplacement d'utilisateurs obèses, veuillez noter que des facteurs tels que la capacité fonctionnelle, la maladie et la taille du corps peuvent être cruciaux pour le choix de la méthode à utiliser pour déplacer l'utilisateur. Les instructions doivent donc être considérées comme des lignes directrices. Vous devez connaître le poids de la personne que vous essayez de déplacer. Faites appel à du personnel supplémentaire si nécessaire !

En cas de doute - veuillez contacter Etac.

Matériau et nettoyage

Matériau :

Nylon, polyester, boutons pression.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage.

Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.



**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

Instructions de lavage :

N'utilisez pas d'adoucissant - cela réduirait l'effet de glissement. Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.



Produits et accessoires

N° d'article	Description	Dimensions (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

Inspection

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Etac.

Si le client effectue/utilise des réglages, des réparations ou des combinaisons qui ne sont pas prédéterminés par Etac, la certification CE d'Etac et la garantie d'Etac seront annulées.

Garantie : Garantie de deux ans sur les matériaux et les défauts de fabrication, à condition que le produit soit utilisé correctement. Avant de mettre un produit en service, effectuez toujours une évaluation des risques conformément à la législation nationale et/ou locale.


Première inspection :

- L'emballage est-il intact ?
- Lisez l'étiquette sur l'emballage et vérifiez le numéro d'article et la description du produit.



Inspection visuelle/Vérification du produit :

Veillez à ce que les matériaux, les coutures, les surpiqûres, les poignées et les boucles soient intacts/sans défaut.



Charge ou contrainte mécanique/

Test des poignées :

Tirez fortement les poignées dans des directions opposées et contrôlez les matériaux, les coutures et les surpiqûres.

Test des boucles :

Fermez la boucle et tirez dans des directions opposées. Contrôlez la boucle et les surpiqûres.



Test de stabilité :

Essayez de plier le produit et vérifiez qu'il semble ferme, stable et solide.



Test de friction basse/élevée :

Placez le produit sur une surface ferme ou un lit, placez vos mains sur le matériau et tester la friction en poussant avec les mains sur le produit. Friction basse - vos mains glissent sans effort. Friction élevée - vos mains ne glissent pas/ ne bougent pas.

- Vérifiez que les instructions sommaires accompagnent le produit - vous pouvez télécharger un Manuel de l'utilisateur/Mode d'emploi mis à jour depuis le site www.etac.com ou l'obtenir en contactant le service client d'Etac ou le distributeur local.
- Vérifiez l'étiquette sur le produit - comporte-t-elle un n° d'article, une description du produit, un n° de lot/batch no, des instructions de nettoyage et le nom du fournisseur ?

Inspection périodique :


- Assurez-vous que votre système de transfert manuel est toujours en parfait état.
- Après un lavage - vérifiez toujours les matériaux, surpiqûres, poignées et boucles.
- Si le produit présente des signes d'usure, il doit être retiré du service immédiatement.

Vérification

Aides au transfert manuelles avec poignées, sangles et boucles :



Aides au transfert manuelles pour positions assise et couchée :



Aides au transfert manuelles avec friction basse ou élevée :



Le produit peut être mis au rebut conformément à la réglementation nationale.



Lire le manuel de l'utilisateur

En cas de doute, veuillez contacter le service client d'Etac ou le distributeur local pour plus d'informations et de conseils.

Pour plus d'informations sur la formation et l'utilisation de ces produits, contactez les experts de transfert d'Etac - www.etac.com.



Classe 1 - Directive du conseil européen MDD 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Informazioni generali

Grazie per aver scelto un prodotto Etac.

Per evitare incidenti e lesioni durante lo spostamento e la movimentazione dei prodotti, leggere attentamente il manuale.

Nel presente manuale, il soggetto descritto come "l'utente" è la persona seduta o sdraiata sul prodotto. Gli assistenti sono coloro che manovrano il prodotto.



Questo simbolo è presente lungo le pagine del manuale. Richiama l'attenzione del lettore su punti che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dell'utente o dell'assistente.

I prodotti sono conformi alle norme applicabili per i prodotti di Classe 1 contenute nella Direttiva del Consiglio Europeo MDD 93/42/CEE sui dispositivi medici.

In Etac ci sforziamo di migliorare continuamente i nostri prodotti; pertanto, ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza preavviso. Tutte le misurazioni riportate nelle figure o in

altro materiale informativo sono puramente indicative: Etac non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori e difetti.

Le informazioni riportate nel presente manuale, ivi compresi raccomandazioni, combinazioni e dati dimensionali, non sono applicabili a ordini e modifiche speciali. Qualora il cliente effettui regolazioni, riparazioni o combinazioni non autorizzate da Etac, la certificazione CE di Etac e la garanzia di Etac decadono. In caso di dubbi, contattare Etac.

Garanzia: garanzia di due anni per difetti di materiali e di fabbricazione, purché il prodotto sia stato utilizzato correttamente.

Per maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi di trasferimento Etac, visitare il sito www.etac.com.

Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali vigenti.

Panoramica dei simboli



Lavaggio



Livello di pH



Leggere il manuale dell'utente



Limite massa utente = carico nominale massimo



Non candeggiare



Pulire con un panno



Attenzione



Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali vigenti



Asciugatura a tamburo a temperatura moderata



Non lasciare sul pavimento



Giorno, mese e anno di produzione



Produttore



Stiratura



Rischio di scivolamento



N. di serie/lotto



Classe 1 - Direttiva del Consiglio Europeo MDD 93/42/CEE sui dispositivi medici



Non lavare a secco



Non esporre ai raggi solari

Uso previsto

SlingOn può essere utilizzato per posizionare un lenzuolo quando si è in condizioni difficili. È ideale per l'uso con pazienti bariatrici. SlingOn si compone di due elementi di materiale in nylon ultra sottile e liscio su entrambi i lati, che garantisce un attrito

minimo tra l'utente e la superficie sottostante. Il dispositivo migliora le condizioni operative dell'assistente, riducendo il rischio di lacerazioni e attriti per l'utente.

Ambiente previsto

Assistenza di pazienti gravi, assistenza a lungo termine, assistenza domiciliare

Movimentazione pratica

Posizionamento

Posizionare SlingOn. Premere i bottoni automatici posti ai quattro angoli. Piegare SlingOn tante volte quante sono le cuciture incrociate su ciascuna impugnatura funzionale. In alternativa, arrotolare SlingOn fino a quando non vi è più materiale in eccesso.

Posizionare SlingOn sotto l'utente partendo dalla testata o dalla pediera.

Posizionare SlingOn in modo che l'estremità aperta sia rivolta verso l'esterno e la parte piegata sia collocata sotto la testa, il cuscino e le spalle.

Afferrare l'angolo attraverso entrambi gli strati: il palmo dell'assistente è rivolto verso l'utente e SlingOn è tenuto stretto dalla mano dell'assistente. Ora l'assistente può "srotolare" SlingOn sotto l'utente (figg. 1 e 2). Questa operazione sarà più semplice se vi sono più di due assistenti, ad es. un assistente trattiene SlingOn mentre gli altri premono sul materasso. Piegare un lembo alla volta.

Metodo alternativo:

In alcuni casi è consigliabile posizionare SlingOn sotto l'incavo della schiena dell'utente.

Per posizionare SlingOn sotto l'incavo della schiena dell'utente, il dispositivo deve essere "piegato a zigzag". SlingOn piegato

a zigzag viene ripiegato di nuovo (di circa un terzo) e poi spinto sotto l'incavo della schiena dell'utente. L'assistente sul lato opposto può afferrare e aprire con facilità SlingOn. A questo punto, SlingOn può essere aperto (verso l'alto o verso il basso).

Uso

Dopo aver posizionato SlingOn, è possibile mobilizzare l'utente o preparare il lenzuolo all'inserimento tra i due strati. Aprire i bottoni automatici. A questo punto è possibile inserire il lenzuolo tra i due strati. Gli assistenti tirano delicatamente il lenzuolo, portandolo in posizione (fig. 3). Idealmente, le cinghie per le gambe vengono spinte sotto l'utente tra i due strati in nylon.

Per rimuovere il lato superiore di SlingOn: un assistente afferra l'angolo opposto ed estrae lentamente il lato superiore (fig. 4). Ora l'utente può essere sollevato nel lenzuolo.

Su una sedia:

Piegare SlingOn come sopra descritto, quindi spingerlo in basso dietro la schiena dell'utente (utilizzare la stessa tecnica di cui sopra). Aprire i bottoni automatici e tirare il lenzuolo tra i due strati in nylon finché non raggiunge la posizione corretta. Rimuovere lo strato di nylon tra l'utente e il lenzuolo. Ora l'utente può essere sollevato.

ILL.

GB

SV

NO

DA

FI

DE

NL

FR

IT

ES

Avviso

Caratteristiche speciali

Controllare sempre il prodotto prima dell'uso e dopo il lavaggio.

Non utilizzare mai un prodotto difettoso. Smaltire il prodotto se questo presenta segni di usura.

Leggere attentamente le presenti istruzioni.

È importante che gli assistenti ricevano adeguate istruzioni sulla movimentazione manuale. Etac offre consulenza e formazione agli assistenti. Per maggiori informazioni, contattare Etac.

Utilizzare sempre le corrette tecniche di movimentazione manuale.

Se possibile, sollecitare l'utente a collaborare.

Per garantire che l'utente si senta sicuro e che ogni movimento sia fluido, pianificare sempre la movimentazione manuale in anticipo.



L'utente potrebbe scivolare. Non lasciare mai l'utente da solo sul bordo del letto.



Non lasciare mai il prodotto sul pavimento.



Eseguire sempre una valutazione dei rischi e accertarsi che il prodotto assistivo possa essere utilizzato per il singolo utente e che, in combinazione con altri dispositivi, sia sicuro per l'utente e gli assistenti.



Rimuovere sempre SlingOn dopo l'uso.



Non utilizzare SlingOn come un'imbracatura, bensì per posizionare e riposizionare le imbracature.



N.B.: Quando si mobilizzano utenti bariatrici, fattori quali la capacità funzionale, la malattia e le dimensioni corporee possono essere fondamentali per la scelta del metodo da utilizzare a tale scopo. Pertanto, considerare le istruzioni come linee guida generali. Assicurarsi di sapere esattamente quanto peso si sta tentando di spostare. Se necessario, richiedere l'intervento di altro personale.

In caso di dubbi, contattare Etac.

Materiali e pulizia

Materiale:

Nylon, poliestere, bottoni automatici.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio.

Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.



**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.
Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

Istruzioni di lavaggio:

Non usare ammorbidente: riduce l'effetto di scorrimento.

Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.



Prodotti e accessori

Articolo n.	Descrizione prodotto	Dimensioni (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

ILL.

GB

SV

NO

DA

FI

DE

NL

FR

IT

ES

Informazioni sull'assistenza

Ispezione

Grazie per aver scelto un prodotto Etac. Qualora il cliente effettui regolazioni, riparazioni o combinazioni non autorizzate da Etac, la certificazione CE di Etac e la garanzia di Etac decadono.

Garanzia: garanzia di due anni per difetti di materiali e di fabbricazione, purché il prodotto sia stato utilizzato correttamente. Prima di utilizzare un prodotto, eseguire sempre una valutazione dei rischi in conformità con la normativa nazionale e/o locale.


Prima ispezione:

- La confezione è intatta?
- Leggere l'etichetta sulla confezione e controllare il numero dell'articolo e la descrizione del prodotto.
- Verificare che il foglio di istruzioni sia presente nella confezione. È possibile scaricare la versione aggiornata del manuale dell'utente/delle istruzioni per l'uso dal sito www.etac.com oppure contattare il servizio clienti Etac o il proprio rivenditore locale.



Ispezione visiva/controllo del prodotto:

Assicurarsi che i materiali, le cuciture, le impunture, le impugnature e le fibbie siano intatti/privi di difetti.



Carico o sollecitazioni di tipo meccanico/ Test sulle impugnature:

Tirare con forza le impugnature in direzioni opposte; quindi, controllare il materiale, le cuciture e le impunture.

Test sulle fibbie:

Bloccare la fibbia e tirare in direzioni opposte; quindi, controllare la fibbia e le cuciture.

- Controllare l'etichetta sul prodotto: riporta il numero dell'articolo, la descrizione del prodotto, il numero di serie/lotto, le istruzioni per la pulizia e il nome del fornitore?

Ispezione periodica:

- Assicurarsi che il sistema di trasferimento manuale sia sempre in perfette condizioni.
- Dopo il lavaggio, verificare sempre lo stato di materiali, cuciture, impugnature e fibbie.
- Se il prodotto presenta segni di usura, dismetterlo immediatamente.



Test di stabilità:

Provare a piegare il prodotto e verificare che sia robusto, stabile e resistente.



Test di attrito basso/elevato:

Posizionare il dispositivo su una superficie resistente o un letto, poggiare le mani sul materiale e testarne l'attrito spingendo sul prodotto.
Attrito basso: scorre senza sforzo
Attrito elevato: non scorre/non si muove

Controlli da effettuare

Ausili per il trasferimento manuale con impugnature, cinghie e fibbie:



Ausili per il trasferimento manuale di utenti seduti e sdraiati:



Ausili per il trasferimento manuale con attrito basso o elevato:



Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali vigenti



Leggere il manuale dell'utente

In caso di dubbi, contattare il servizio clienti Etac o il rivenditore locale per ulteriori informazioni e istruzioni.

Per ulteriori informazioni sulla formazione e l'uso di questi prodotti, contattare gli esperti in dispositivi di trasferimento Etac: www.etac.com.



Classe 1 - Consiglio europeo
Direttiva MDD 93/42/CEE
sui dispositivi medici

Información general

Gracias por elegir un producto Etac.

Para evitar cualquier tipo de accidente o lesión cuando mueva y maneje los productos, lea atentamente el manual.

La persona descrita como el «usuario» se referirá, en estas Instrucciones de uso, a la persona que está tumbada o sentada sobre el producto. Los cuidadores son las personas que manipulan el producto.



Este símbolo aparecerá al lado del texto en el manual. Le indica al lector aquellos puntos en los que puede existir un riesgo para la salud y la seguridad del usuario o del cuidador.

Los productos cumplen con la normativa aplicable para productos de la Clase 1, de la Directiva del Consejo Europeo MDD, 93/42/CEE, relativa a los dispositivos médicos.

En Etac, hacemos todo lo posible por mejorar constantemente nuestros productos y, por ese motivo, nos reservamos el derecho a modificar los productos sin previo aviso. Las medidas que se indican en las imágenes y en material similar se incluyen

solo a modo de guía y Etac queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por errores y defectos.

La información incluida en este manual, incluidas las recomendaciones, las combinaciones y los tamaños, no resulta de aplicación para los pedidos especiales ni para las modificaciones. Si el cliente efectúa ajustes, reparaciones o combinaciones que no están previstas por Etac, la certificación Etac CE y la garantía de Etac serán nulas de pleno derecho. En caso de duda, póngase en contacto con Etac.

Garantía: garantía de dos años por defectos del material y de fabricación, siempre y cuando el producto se haya utilizado correctamente.

Para más información sobre la gama de productos de movilización de usuarios de Etac, consulte www.etac.com.

El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional.

Símbolos generales



Lavado



Nivel pH



Leer el manual de usuario



Peso máximo del usuario = carga nominal máxima



No utilizar lejía



Pasar un paño



Cuidado



El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional



Secar en secadora



No dejar nunca en el suelo



Año, mes y día de producción



Fabricante



Planchar



Riesgo de resbalar



N.º de lote



Clase 1 - Directiva del Consejo Europeo MDD 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos



No limpiar en seco



Manténgase alejado de la luz del sol

Uso previsto

SlingOn puede utilizarse para colocar una sábana en condiciones difíciles. Ideal para su uso con pacientes bariátricos.

SlingOn está compuesto por dos piezas de material de nailon suave extrafino, que es suave por ambos lados. El material garantiza una fricción mínima entre el usuario y la superficie

subyacente. El dispositivo mejora las condiciones de trabajo del cuidador, a la vez que se reduce el riesgo de cizallamiento y de fricción para el usuario.

Entorno de uso previsto

Cuidados intensivos, cuidados de larga duración, cuidados domiciliarios.

Modo de uso

Colocación

Colocación de SlingOn. Los corchetes de presión de las cuatro esquinas tienen que estar abrochados. Pliegue SlingOn al menos tantas veces como haya puntadas cruzadas en las asas funcionales. Como alternativa, enrolle SlingOn hasta que no haya material sobrante.

Coloque SlingOn debajo del usuario desde el cabecero de la cama o el piecero.

Coloque SlingOn de tal forma que la parte abierta esté mirando en la dirección opuesta del usuario y la parte doblada se coloque debajo de la cabeza, la almohada y los hombros.

Agarre la esquina a través de ambas capas (la palma del cuidador está orientada hacia el usuario con SlingOn dentro de la mano del cuidador). El cuidador ahora puede «estirar» SlingOn por debajo del usuario (imágenes 1 y 2). Siempre será beneficioso si hay más de dos cuidadores, por ejemplo, un cuidador que sujete SlingOn en la parte superior, mientras que los otros cuidadores presionan el colchón. Despliegue un ala cada vez.

Método alternativo:

En el caso de algunos usuarios, será aconsejable colocar SlingOn debajo de la región lumbar del usuario.

Para colocar SlingOn debajo de la región lumbar del usuario, SlingOn deberá doblarse en zigzag. SlingOn, doblado en zigzag, se vuelve a doblar (aproximadamente un tercio) y después

se coloca debajo de la región lumbar del usuario. El cuidador del lado opuesto puede agarrar con facilidad y desdoblar SlingOn. A continuación, se puede desplegar SlingOn (hacia arriba o hacia abajo).

Uso

Después de colocar SlingOn, se puede movilizar al usuario o se puede bajar la sábana entre las dos capas. Suelte los corchetes de presión. A continuación la sábana se coloca entre las dos capas. Los cuidadores colocan suavemente la sábana en su sitio (imagen 3). Idealmente, las correas de las piernas se colocan debajo del usuario entre las dos capas de nailon.

Para quitar la parte superior de SlingOn: un cuidador sujeta la esquina opuesta y tira lentamente de la parte superior hasta quitarla (imagen 4). Ahora puede subirse al usuario en la sábana.

En una silla:

Pliegue SlingOn como se ha descrito anteriormente y, a continuación, meta SlingOn detrás de la espalda del usuario (siguiendo la misma técnica que se ha descrito anteriormente). Suelte los corchetes de presión y coloque la sábana entre las dos capas de nailon hasta que esté en la posición correcta. Quite la capa de nailon entre el usuario y la sábana. Ahora puede subirse al usuario.

Aviso

Características especiales

Verifique siempre el producto antes de usarlo y después de lavarlo.

No utilice nunca un producto defectuoso. Si el producto presenta signos de desgaste o rotura, debe desecharse.

Lea estas instrucciones cuidadosamente.

Es importante que los cuidadores reciban formación para la movilización manual. Etac ofrece información y formación para cuidadores. Para más información, póngase en contacto con Etac.

Utilice siempre las técnicas de movilización manual correctas.

Anime al usuario a ayudar cuando le resulte posible.

Para asegurarse de que el usuario se siente seguro y que cada movilización manual se hace de manera suave, planifique siempre con antelación la movilización manual.



Existe un riesgo de que el usuario se resbale. No deje nunca al usuario solo en el borde de la cama.



No deje nunca el producto en el suelo.



Lleve a cabo siempre una evaluación de los riesgos, y asegúrese de que el producto asistencial puede utilizarse con el usuario concreto y combinado con otros dispositivos que sean seguros tanto para el usuario como para los cuidadores.



Quite siempre SlingOn después de utilizarlo.



No utilice SlingOn a modo de cincha. Utilícelo para colocar y recolocar cinchas.



Nota: cuando movilice a usuarios bariátricos, tenga en cuenta que factores tales como la capacidad funcional, la enfermedad y el tamaño corporal pueden resultar cruciales a la hora de elegir el método que se va utilizar para movilizar al usuario. Por consiguiente, las instrucciones deben considerarse como directrices. Asegúrese de saber exactamente cuánto peso va a mover. ¡Solicite más personal si es necesario!

En caso de cualquier duda, póngase en contacto con Etac.

Material y limpieza

Material:

Nailon, poliéster, botones de prensa.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y sobre todo después de haberlo lavado.

Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.



No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.

Instrucciones de lavado:

No utilice suavizante, ya que este reduce el efecto deslizante. El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70 %.



Productos y accesorios

N° del artículo	Descripción del producto	Tamaño (mm)
IM437	SlingOn L	W1200xL1500
IM438	SlingOn M	W800xL1700
IM437/S	SlingOn S	W800xL1000

Información de mantenimiento

Inspección

Gracias por elegir un producto Etac. Si el cliente efectúa ajustes, reparaciones o combinaciones que no están previstas por Etac, la certificación Etac CE y la garantía de Etac serán nulas de pleno derecho.

Garantía: Garantía de dos años por defectos del material y de fabricación, siempre y cuando el producto se haya utilizado correctamente. Antes de proceder al mantenimiento de un producto, lleve a cabo siempre una evaluación de los riesgos de conformidad con la legislación nacional y/o local.

Primera inspección:

- ¿Está el envoltorio intacto?
- Lea la etiqueta del envoltorio y compruebe el número del artículo y la descripción del producto.



Inspección visual/Comprobación del producto:

Asegúrese de que los materiales, las costuras, las puntadas, las asas y las hebillas estén intactos/perfectos.



Carga o esfuerzo mecánicos/Comprobación de las asas:

Tire con fuerza de las asas en direcciones opuestas y verifique el material, las costuras y las puntadas.

Comprobación de las hebillas:

Fije las hebillas y tire de ellas en direcciones opuestas, verifique la hebilla y las puntadas.



Test de estabilidad:

Intente doblar el producto y compruebe que parezca firme, estable y sólido.



Comprobación de la fricción baja/alta:

Coloque el producto sobre una superficie firme o una cama, ponga las manos sobre el material y compruebe la fricción deslizando las manos sobre el producto en sentido ascendente y descendente.

Fricción baja: se deslizan sin esfuerzo.

Fricción alta: no se deslizan/mueven.

Compruebe

Dispositivos de ayuda de traslado manual con asas, correas y hebillas:



Dispositivos de ayuda de traslado manual para el traslado sentado y tumbado:



Dispositivos de ayuda con una fricción alta o baja:



El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional.



Leer el manual de usuario

En caso de duda, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Etac o su distribuidor local para más información y consejos.

Para más información sobre formación y el uso de estos productos, póngase en contacto con los especialistas en traslados de Etac (www.etac.com).



Clase 1 - Directiva del Consejo Europeo MDD 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos

Etac AB
Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens, Denmark
www.etac.com
etac.immedia@etac.com


Creating possibilities